

UPP-84HG

Soporte de impresión térmica en blanco y negro con alto brillo para la impresora de uso médico UP-D711MD



Información general

Soportes de impresión térmica A7 para uso con la impresora gráfica digital monocromática UP-D711MD de Sony.

El soporte de impresión de alta calidad con alto brillo garantiza resultados con calidad casi fotográfica.

Aproximadamente 110 impresiones A7 por rollo.

Tamaño de soporte: 84 mm (An.) x 12,5 m.

Especificaciones

Tipo de soporte	Papel de impresión de alto brillo
Índice	84 mm x 12,5 m
Tamaño Paper/Film	84 mm x 12,5 m 3 ½ pulg x 41 pies
Páginas de impresión para un rollo	110 copias con UP-D711MD

Galería

